



ФАКТОР-МЕД

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕСТЫ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ (ИХА МЕТОД) 01

● ТЕСТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА	01
● ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОЧИ	10
● ТЕСТЫ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И МАРКЕРЫ ОСТРОЙ ФАЗЫ	11
● ТЕСТЫ НА ОНКОМАРКЕРЫ	17
● ТЕСТЫ НА КАРДИОМАРКЕРЫ	20
● АПТЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ	21

ТЕСТЫ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ (ИФА МЕТОД) 23

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРЫ 24

АНАЛИЗАТОРЫ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ	24
АНАЛИЗАТОР ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ.....	28


ТЕСТЫ ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ (ИФЛА МЕТОД) 29

ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ **МЕФЕДРОНА** В МОЧЕ
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

«МЕФ-СКРИН»

РУ №РЗН 2025/25568 от 03.06.2025

НОВИНКА!



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:
«АМ 770», «АМ-900», «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



НАБОР ТЕСТ-ПОЛОСОК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ С КОНТРОЛЕМ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА

Р/У №РЗН 2021/14986 от 31.01.2023

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10694066, №10694067

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:

МОРФИН

МАРИХУАНА

АМФЕТАМИН

МЕТАМФЕТАМИН

БАРБИТУРАТЫ

БЕНЗОДИАЗЕПИН

КОКАИН

МЕТАДОН

ФЕНЦИКЛИДИН

МДМА


КОТИНИН

ПРЕГАБАЛИН


СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАТИОНЫ (МДПВ)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИДЫ (СПАЙС)

ЭТИЛГЛЮКУРОНИД (ЭТГ)



СТОРОНА 1



СТОРОНА 2

ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:
«АМ 770», «АМ-900», «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (КОМПЛЕКТАЦИИ) «ИХА-МУЛЬТИ-ПЛЮС»:**КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ01:**

ВЫЯВЛЕНИЕ 10 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, СПАЙС, МДПВ), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ02:

ВЫЯВЛЕНИЕ 10 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, МДПВ), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ03:

ВЫЯВЛЕНИЕ 11 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, СПАЙС, МДПВ, ЭТГ), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ04:

ВЫЯВЛЕНИЕ 11 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, МДПВ, ЭТГ), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ09:

ВЫЯВЛЕНИЕ 13 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, МДМА, СПАЙС, МДПВ, ЭТГ), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМ12:

ВЫЯВЛЕНИЕ 13 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, МДМА, СПАЙС, МДПВ, ПРЕГАБАЛИН), ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА МОЧИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (SG), КРЕАТИНИН (CRE), ПОКАЗАТЕЛЬ pH.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В МОЧЕ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ


«ИХА-МАКСИ-ПРО»

РУ №РЗН 2025/25234 от 06.05.2025

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:

МОРФИН
МАРИХУАНА
АМФЕТАМИН
МЕТАМФЕТАМИН
БАРБИТУРАТЫ
БЕНЗОДИАЗЕПИН
КОКАИН
МЕТАДОН
ФЕНЦИКЛИДИН
МДМА
МЕФЕДРОН
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАННАБИНОИДЫ (СПАЙС)
КОТИНИН
ЭТИЛГЛУКУРОНИД (ЭТГ)
ПРЕГАБАЛИН
ТАД
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАТИОНЫ (МДПВ)
ТРАМАДОЛ
ТРОПИКАМИД
ГАБАПЕНТИН

НОВИНКА!



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:
«АМ 770», «АМ-900», «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (КОМПЛЕКТАЦИИ) «ИХА-МАКСИ-ПРО»:**КОМПЛЕКТАЦИЯ C0498:**

ВЫЯВЛЕНИЕ 4 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕФЕДРОН).

КОМПЛЕКТАЦИЯ C0952:

ВЫЯВЛЕНИЕ 9 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАТИНОНЫ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ C1158:

ВЫЯВЛЕНИЕ 11 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, СПАЙС, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАТИНОНЫ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ C1199:

ВЫЯВЛЕНИЕ 11 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАТИНОНЫ, МЕФЕДРОН).

КОМПЛЕКТАЦИЯ C1251:

ВЫЯВЛЕНИЕ 12 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, СПАЙС, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАТИНОНЫ, ЭТГ).

«НТ-СКРИН»

РУ №РЗН 2021/13194 от 19.01.2021

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:

МОРФИН

МАРИХУАНА

АМФЕТАМИН

МЕТАМФЕТАМИН

БАРБИТУРАТЫ

БЕНЗОДИАЗЕПИН

КОКАИН

МЕТАДОН

ФЕНЦИКЛИДИН

ТАД

МДМА

КОТИНИН

ТРАМАДОЛ

ТРОПИКАМИД

ПРЕГАБАЛИН


СИНТЕТИЧЕСКИЕ

КАТИНОНЫ (МДПВ)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

КАННАБИНОИДЫ (СПАЙС)

ЭТИЛГЛУКУРОНИД (ЭТГ)



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:

«АМ 770», «АМ-900», «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



НАБОР ТЕСТ-ПОЛОСОК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ

«МУЛЬТИТЕСТ»

ПУ №РЗН 2020/12975 от 15.12.2020

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10776155, 10776156

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:

МОРФИН
МАРИХУАНА
АМФЕТАМИН
МЕТАМФЕТАМИН
БАРБИТУРАТЫ
БЕНЗОДИАЗЕПИН
КОКАИН
МЕТАДОН
ФЕНЦИКЛИДИН
ТАД
МДМА
КОТИНИН
ТРАМАДОЛ
ТРОПИКАМИД
ПРЕГАБАЛИН
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАТИНОНЫ (МДПВ)
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАННАБИНОИДЫ (СПАЙС)
ЭТИЛГЛУКУРОНИД (ЭТГ)



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:
«АМ 770», «АМ-900», «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ТЕСТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ
С КОНТРОЛЕМ ПОДЛИННОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗЦА

«ТК-МУЛЬТИ»

РУ №РЗН 2021/15977 от 13.12.2021



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ МОЧИ:
«АМ-900», «АМ-990»



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (КОМПЛЕКТАЦИИ) «ТК-МУЛЬТИ»:

КОМПЛЕКТАЦИЯ № В-01

ВЫЯВЛЕНИЕ 10 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, ФЕНЦИКЛИДИН, МДПВ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ № В-03

ВЫЯВЛЕНИЕ 10 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, МЕТАДОН, СПАЙС, МДПВ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ № В-06

ВЫЯВЛЕНИЕ 11 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, КОКАИН, ФЕНЦИКЛИДИН, МЕТАДОН, ЭТГ, МДПВ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ № В-09

ВЫЯВЛЕНИЕ 12 ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

(МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИН, БАРБИТУРАТЫ, БЕНЗОДИАЗЕПИН, ЭТГ, КОКАИН, МЕТАДОН, СПАЙС, ФЕНЦИКЛИДИН, МДПВ).



ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ПОДЛИННОСТИ МОЧИ

«УРИРЕАЛ-3А»

РУ №РЗН 2018/7217 от 29.05.2018

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

КРЕАТИНИН

рН

ПЛОТНОСТЬ



ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОЧИ



«ОРВИ-СКРИН»

Набор реагентов для качественного выявления антигенов вирусов
гриппа типов А и В и коронавируса SARS-Cov-2
в образцах из респираторного тракта человека методом
иммунохроматографического анализа

ЕРУЛ – Г004-00110-00/05473221 от 03.07.2026

НОВИНКА!



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



«ИХА-ПРОКАЛЬЦИТОНИН-ЛАБ»

Набор реагентов для полуколичественного определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови
иммунохроматографическим методом

РУ №РЗН 2025/24740 от 07.02.2025

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10776153, 10776154



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



ТЕСТЫ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И МАРКЕРЫ ОСТРОЙ ФАЗЫ




«ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке, плазме или цельной крови человека экспресс-методом.

РУ №ФСР 2012/14077 от 15.06.2022

**ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10776157**




ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



«HBsAg-СКРИН»

Набор реагентов для качественного определения
поверхностного антигена вируса гепатита В в
сыворотке, плазме и цельной крови
иммунохроматографическим методом.
ЕРУЛ - Г004-00110-00/05094460 от 22.05.2026 г.




ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



«ВГС-АТ-СКРИН»

Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови иммунохроматографическим методом.

ЕРУЛ - Г004-00110-00/04726754 от 06.04.2026 г.




ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



«АнтиТП-СКРИН»

Набор реагентов для качественного выявления антител к Треропема pallidum в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы крови человека методом иммунохроматографического анализа.

ЕРУЛ - 0004-00110-00/04377328 от 20.02.2026 г.




ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990»



«ИХА-ПСА-УЛЬТРА-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммунохроматографического
полуколичественного определения
простатспецифического антигена (ПСА) в цельной крови,
сыворотке или плазме крови.

РУ №ФСР 2012/13893 от 08.09.2025



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ ЧЕЛОВЕКА

«ИХА-ФОБ-ЛАБ»



ЕРУЛ – Г004-00110-00/04171680 от 21.01.2026

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

НОВИНКА!

ГЕМОГЛОБИН 30 НГ/МЛ

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ**



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ТЕСТЫ НА ОНКОМАРКЕРЫ



ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ ЧЕЛОВЕКА

«ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

РУ №РЗН 2020/12498 от 10.11.2020

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10708509

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ГЕМОГЛОБИН 50 НГ/МЛ
ГЕМОГЛОБИН 200 НГ/МЛ
ТРАНСФЕРРИН
КАЛЬПРОТЕКТИН

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ**

**МУЛЬТИТЕСТ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОТ 2-х ДО 3-х
БИОМАРКЕРОВ В КАЛЕ**



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРДИОМАРКЕРОВ

«ИХА-КАРДИО-ФАКТОР»

РУ №РЗН 2017/6231 от 21.10.2022

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕЕСТРОВЫЙ № 10749739, 10749740

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



ТРОПОНИН I
МИОГЛОБИН
КРЕАТИНИНАЗА МВ (КК-МВ)
Д-ДИМЕР
NA- УРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД
(NT-PROBNP)

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ



МУЛЬТИТЕСТ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОТ 2-х ДО 5-Х
КАРДИОМАРКЕРОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРАМ:
«АМ-900» (МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ), «АМ-990», «РЕФЛЕКОМ»



ПОЛОСКА ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА (ХГЧ)
В МОЧЕ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

«ХГЧ-ИХА-ВЕРА»

РУ №ФСР 2012/13681 от 17.08.2021



Варианты исполнения: полоска в индивидуальном пакете с осушителем — 1 шт. или 2 шт.

ПОЛОСКА ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА (ХГЧ) В МОЧЕ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

«БИ-ШУР-С»

РУ №ФСР 2012/13679 от 17.08.2021



ПОЛОСКА ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА (ЛГ)
В МОЧЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОВУЛЯЦИИ

«ИХА-ЛГ-ФАКТОР»

НАБОР 5 ПОЛОСОК

РУ №ФСР 2012/13683 от 17.08.2021



НАБОР ТЕСТ-ПОЛОСОК ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В МОЧЕ

НАБОР «МУЛЬТИТЕСТ»

НАБОР 3 ВИДА: МОРФИН, МАРИХУАНА, АМФЕТАМИН,

НАБОР 5 ВИДОВ: МОРФИН, МАРИХУАНА, МЕТАМФЕТАМИН, КОКАИН, АМФЕТАМИН,

НАБОР 6 ВИДОВ: МОРФИН, МАРИХУАНА, МЕТАМФЕТАМИН, КОКАИН, АМФЕТАМИН, БЕНЗОДИАЗЕПИН,

НАБОР 10 ВИДОВ: МОРФИН, МАРИХУАНА, МЕТАМФЕТАМИН, КОКАИН, АМФЕТАМИН, БЕНЗОДИАЗЕПИН, МЕТАДОН, БАРБИТУРАТЫ, МДМА, ТАД,

РУ РНЗН 2020/12975 от 15.12.2020



ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

«ИФА-ВИЧ 1/2-АГ/АТ-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммуноферментного одновременного определения антител к ВИЧ 1/2 и антигена ВИЧ 1 p24.

ПУ №РЗН 2013/207 от 28.02.2020

ВНЕСЕН В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

РЕЕСТРОВЫЙ № 10749736, 10749737, 10749738

«ИФА-ВИЧ 1/2-АТ-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к ВИЧ 1/2.

ПУ №РЗН 2013/2016 от 02.03.2020

«ИФА-анти-ВГС-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к вирусу Гепатита С.

ПУ №РЗН 2013/233 от 28.02.2020

«ИФА-анти-ТП-ФАКТОР»

Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к Трепонема паллидум (сифилис).

ПУ №РЗН 2013/276 от 28.02.2020



АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ФОТОФИКСАЦИИ И АНАЛИЗА
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ

«АМ-990»

РУ №РЗН 2025/26280 от 14.10.2025

НОВИНКА!



**АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ФОТОФИКСАЦИИ
И АНАЛИЗА ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ**

«AM-900»

ПУ №РЗН 2022/16546 от 15.02.2022



**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ТЕСТЫ**



АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ФОТОФИКСАЦИИ И АНАЛИЗА ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

МАРКЕРОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИНФЕКЦИЙ, ОНКОМАРКЕРОВ И КАРДИОМАРКЕРОВ)

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ

«АМ-900»

РУ №РЗН 2022/16546 от 15.02.2022



АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ

«АМ 770»

РУ №РЗН 2016/4096 от 19.04.2022



АНАЛИЗАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

«L.U.M.89»

РУ №РЗН 2025/25139 от 13.05.2025



НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА АНАЛИЗАТОРЕ «L.U.M.89»:

ГЛИКИРОВАННЫЙ

ГЕМОГЛОБИН (HbA1c)

ЕРУЛ - Г004-00110-00/05680993

от 27 июля 2026 года

БЕТА- ХОРИОНИЧЕСКИЙ

ГОНАДОТРОПИН (ХГЧ)

ЕРУЛ - Г004-00110-00/05683515

от 27 июля 2026 года

ТРОПОНИН I

РУ №РЗН 2025/25388 от 14 мая 2025

ПРОКАЛЬЦИТОНИН

РУ №РЗН 2025/25390 от 14 мая 2025

Д-ДИМЕР

ЕРУЛ Г004-00110-00/02764855 от 29.07.2025

КРЕАТИНКИНАЗА МВ (СК-МВ)

РУ №РЗН 2025/25387 от 14 мая 2025

СКРЫТАЯ КРОВЬ В КАЛЕ (ФОВ)

ЕРУЛ Г004-00110-00/03134836

от 09 августа 2025

ТРОПОНИН I (cTnI),

МИОГЛОБИН (MYO),

КРЕАТИНКИНАЗА МВ (СК- МВ)

В РЕГИСТРАЦИИ

ТРОПОНИН I (cTnI),

D-димер (D-DIMER),

НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД (NT-proBNP)

В РЕГИСТРАЦИИ

НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ

ПЕПТИД (NT-proBNP)

В РЕГИСТРАЦИИ

МИОГЛОБИН (MYO)

В РЕГИСТРАЦИИ

ВИТАМИН Д

В РЕГИСТРАЦИИ

АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН (АМГ)

В РЕГИСТРАЦИИ

ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ТТГ)

В РЕГИСТРАЦИИ

СВОБОДНЫЙ ТИРОКСИН (fT4)

В РЕГИСТРАЦИИ

СВОБОДНЫЙ ТРИЙОДИРОНИН (fT3)

В РЕГИСТРАЦИИ

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ)

В РЕГИСТРАЦИИ





108840, Россия, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная, д. 2

+7 (495) 956-75-85

e-mail: info@faktor.ru